

The logo for 'Driller' features the word in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a red-to-black gradient, with a white diagonal stripe running from the bottom-left to the top-right. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'r'.

Driller[®]

ANEXO III
TABELA COMPARATIVA

TABELA COMPARATIVA - ANEXO III

| MODELO | ÁREA DE ATUAÇÃO | FORMATO DA PONTA ATIVA | EMBALAGEM | FUNÇÃO PRINCIPAL | VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA HASTE |
|---------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---|
| ES03.2 T | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES03.2 T (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES03.6 T | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES03.6 T (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES04.0 T | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES04.0 T (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES009NT | Cirurgia | Cinzel Afiada | Estéril | Osteotomia delicada | de 20,0 até 60,0mm |
| ES009NT (NE) | Cirurgia | Cinzel Afiada | Não Estéril | Osteotomia delicada | de 20,0 até 60,0mm |
| ES052GXT | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES052GXT (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES0SV1T | Cirurgia | Trefina | Estéril | Remoção de osso | de 20,0 até 60,0mm |
| ES0SV1T (NE) | Cirurgia | Trefina | Não Estéril | Remoção de osso | de 20,0 até 60,0mm |
| ES0SV2T | Cirurgia | Trefina | Estéril | Remoção de osso | de 20,0 até 60,0mm |
| ES0SV2T (NE) | Cirurgia | Trefina | Não Estéril | Remoção de osso | de 20,0 até 60,0mm |
| ES02.8 T | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES02.8 T (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES04.4T | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES04.4T (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES04BT | Cirurgia | Circular | Estéril | Desgaste ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES04BT (NE) | Cirurgia | Circular | Não Estéril | Desgaste ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES007N1 | Cirurgia | Triangular Serrilhada | Estéril | Corte tecido ósseo | de 20,0 até 80 mm |
| ES007N1 (NE) | Cirurgia | Triangular Serrilhada | Não Estéril | Corte tecido ósseo | de 20,0 até 80 mm |
| ES007N2 | Cirurgia | Quadrada Serrilhada | Estéril | Corte tecido ósseo | de 20,0 até 80 mm |

TABELA COMPARATIVA - ANEXO III

| MODELO | ÁREA DE ATUAÇÃO | FORMATO DA PONTA ATIVA | EMBALAGEM | FUNÇÃO PRINCIPAL | VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA HASTE |
|----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---|
| ES007N2 (NE) | Cirurgia | Quadrada Serrilhada | Não Estéril | Corte tecido ósseo | de 20,0 até 80 mm |
| ES007N3 | Cirurgia | Semi Circular Serrilhada | Estéril | Corte tecido ósseo | de 20,0 até 65 mm |
| ES007N3 (NE) | Cirurgia | Semi Circular Serrilhada | Não Estéril | Corte tecido ósseo | de 20,0 até 65 mm |
| ES007N5 | Cirurgia | Angulada Serrilhada | Estéril | Corte tecido ósseo | de 20,0 até 65 mm |
| ES007N5 (NE) | Cirurgia | Angulada Serrilhada | Não Estéril | Corte tecido ósseo | de 20,0 até 65 mm |
| ES052XZT | Cirurgia | Pontiaguda Laminada | Estéril | Desgaste e perfuração | de 20,0 até 74 mm |
| ES052XZT (NE) | Cirurgia | Pontiaguda Laminada | Não Estéril | Desgaste e perfuração | de 20,0 até 74 mm |
| ES052XZLT | Cirurgia | Pontiaguda Laminada | Estéril | Desgaste e perfuração | de 20,0 até 94 mm |
| ES052XZLT (NE) | Cirurgia | Pontiaguda Laminada | Não Estéril | Desgaste e perfuração | de 20,0 até 94 mm |
| ES3.5ZT | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Desgaste e perfuração | de 20,0 até 74 mm |
| ES3.5ZT (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Desgaste e perfuração | de 20,0 até 74 mm |
| ES3.5ZLT | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Desgaste e perfuração | de 20,0 até 94 mm |
| ES3.5ZLT (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Desgaste e perfuração | de 20,0 até 94 mm |
| ES007L5T | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES007L5T (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES009ST | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES009ST (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES012XT | Cirurgia | Cônica Laminada | Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |
| ES012XT (NE) | Cirurgia | Cônica Laminada | Não Estéril | Perfurador ósseo | de 20,0 até 60,0mm |

TABELA COMPARATIVA - ANEXO III

André Luiz Mendes Vilela de Andrade
Responsável Legal

André Luiz Mendes Vilela de Andrade
Responsável Técnico
CRO: 36.946

VK Driller Equipamentos Elétricos Ltda
Estrada da Fazendinha, 2149 - Jardim Ana Estela - Carapicuíba - SP CEP: 06364-000
TELEVENDAS/FAX (0XX11) 2109.9000 site: www.driller.com.br