




TRAUMEC
Tecnologia e Implantes



Soluções inovadoras para a vida.

Innovative solutions for life.
Soluciones innovadoras para la vida.



Distrator Transpalatal

Distrator Transpalatal

Desenvolvido para facilitar a distração osteogênica na região palatal de maneira prática e segura, possui perfil anatômico, de uso único e estéril.

Indicações:

- Tratamento para a hipoplasia palatal
- Apinhamento dental
- Sutura palatina mediana consolidada



Developed to facilitate distraction osteogenesis in the palatal region of practical and safe way, has anatomical profile, single-use and sterile.

Indications:

- Treatment for palatal hypoplasia
- Dental Crowding
- Suture Median-palatine Consolidated



Desarrollado para facilitar la distracción osteogénica en la región palatal de manera práctica y segura. Tiene un perfil anatómico de uso único y estéril.

Indicaciones:

- Tratamiento para la hipoplasia palatal
- Apiñamiento dental
- Sutura palatina mediana consolidada

Caso não ocorra a abertura entre os incisivos, verificar as osteotomias.


If do not occur the opening between the incisors, check the osteotomies.

En caso de que no ocurra la abertura entre los incisivos, verificar las osteotomias.



REGISTRO ANVISA: Classe III – 80455630043


Instrumental








Retraído



Distraído



Parafuso Trava

Código		Descrição	Dimensão Retraída	Distraída (mm)
PA.01.05.0001		Distrator Transpalatal curso de 9 mm	17	26
PA.01.05.0002		Distrator Transpalatal curso de 15 mm	20	35
PA.01.05.0003		Distrator Transpalatal curso de 20 mm	23	43
PA.01.05.0004		Distrator Transpalatal curso de 27 mm	26	53
PA.01.05.0005		Distrator Transpalatal curso de 33 mm	32	65



TRAUMEC
Tecnologia e Implantes



Rua 1A JC, 138 Jardim Centenário
13503-510 | Rio Claro SP
Brasil | +55 19 3524 7498
www.traumec.com.br