


O Distrator Trans Palatal Traumec é projetado para a osteogênese por distração na região palatina.



STERILE



- 4 garras agudas situadas abaixo da placa para assegurar a fixação no osso.

VANTAGENS:

Fácil instalação e ativação.
Sem necessidade de ancoragem dental.
Facilmente travado com parafuso.
Permite um controle total durante o procedimento.
Fácil remoção depois do tratamento.

Rua 1A JC, 138, Jd. Centenário, 13503-510, Rio Claro/SP - Brasil
traumec.com.br
export@traumec.com.br | vendas@traumec.com.br
+55 (19) 3522.1177

PRATICIDADE E SEGURANÇA
COM PERFIL ANATÔMICO,
DE USO ÚNICO E ESTÉRIL.

Distrator Trans Palatal

O Distrator Trans Palatal Traumecc é um produto destinado a um procedimento cirúrgico que permite uma expansão do palato rápida e eficiente. Pode ser indicado para corrigir deformidades maxilares como constrição maxilar mordida cruzada (unilateral ou bilateral) e apinhamento anterior, em pacientes adultos.

O Distrator Trans Palatal Traumecc é totalmente fabricado em titânio. De uso único e fornecido em embalagem estéril.

Placa pilar – TI pura F-67 – Grau 2.

Módulo e parafusos Liga de Titânio ASTM 136 – (TI - 6AL - 4V ELI).

Desenvolvido para facilitar a distração osteogênica na região palatina de maneira prática e segura.



Encaixe perfeito entre a cabeça do parafuso e a ponteira Cross Drive.



	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÕES	
			FECHADO	ABERTO
	PA.01.05.0001	Distrator trans Palatal 9mm	17mm	26mm
	PA.01.05.0002	Distrator trans Palatal 15mm	20mm	35mm
	PA.01.05.0003	Distrator trans Palatal 20mm	23mm	43mm
	PA.01.05.0004	Distrator trans Palatal 27mm	26mm	53mm
	PA.01.05.0005	Distrator trans Palatal 33mm	32mm	65mm

ⓘ Disponível em 5 tamanhos diferentes.