




FILME

MEMBRANA IMPERMEÁVEL

SUBSTITUIÇÃO DA DURA-MÁTER



FILME
(caixa com um blister cada)

05 x 05 x 0,030 cm
05 x 08 x 0,030 cm
10 x 10 x 0,030 cm
20 x 10 x 0,030 cm

OFERECE EXCELENTE COAPTAÇÃO NO PLANO DE SUTURA REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO DE LÍQUOR



RECONSTITUIÇÃO DE ÁREAS PERDIDAS

ESTRUTURA DELICADA

RESISTÊNCIA MECÂNICA

POUCA ADERÊNCIA AO PERIÓSTEO

ESPONJA FIBRILAR



ESPONJAS FIBRILAR
(caixa com um blister cada)

05 x 05 x 0,4 cm
05 x 08 x 0,4 cm
7,5 x 7,5 x 0,4 cm
05 x 05 x 0,7 cm
7,5 x 7,5 x 0,7 cm

FÁCIL APLICAÇÃO E MODELAGEM

PREVENÇÃO DE FÍSTULA

Reduz incidência de fistulas pela indução da reposta cicatricial

TOLERA SUTURAS PONTO EM "U" LARGO, COM POUCA TENSÃO

APLICÁVEL EM ÁREAS SANGRANTES, LESIONADAS E DE DIFÍCIL ACESSO PARA REPAROS

DISTRIBUIDOR

TECHN DRY

Av. José Cândido da Silveira, 2100/sl.12
Belo Horizonte Minas Gerais Brasil CEP 31170-000
Telefax: (55) 31 3466-7733
E-mail: technodry@technodry.com.br

www.technodry.com.br